

Einlagen-Typen

Nachfolgend sehen Sie einen Auszug aus unserem Einlagensortiment.

weitere auf www.pedora.de



Pedora Life

Ihre individuelle Lifestyle Einlage für den Alltag. Neueste Technologien erlauben Ihre Pedora Life äußerst dünn, schlank und flexibel, aber dennoch korrigierend zu gestalten. Die Vorfußperforation zur aktiven Luftzirkulation und der antibakterielle Alcantara Bezug runden dieses Produkt ab.



Pedora Sport

Ihr High End Produkt aus der Profi Sport Welt, welches individuell auf die verschiedenen biomechanischen Anforderungen Rücksicht nimmt. Durch spezielle Techniken und Materialien druckentlastend und stoßabsorbierend. Waschbar bei geringer Hitze, atmungsaktiv durch Perforation.



Pedora Kids/ Senso

Einlagen für Kinder – sowohl die klassische Schale, als auch perfekt angepasste sensomotorische Einlagen aus verschiedenen Materialien zur Stabilisierung und zur Stärkung des kindlichen Fußes.



Pedora Ballerina

Die besondere Form der Alltagseinlage für Ballerinas – Schuhe mit schmaler Silhouette. Das Längsgewölbe wird leicht abgestützt und der Vorfuß maximal entlastet.



Pedora Pumps

Eine Alltagseinlage für den Schuh mit höherem Absatz. Flexibel im Längsgewölbe und sehr gute Abstützung und Entlastung des Vorfußes.



Sie möchten unbeschwert durch Ihr Leben gehen und Ihrem Körper eine positive Vorsorge ermöglichen? Dann vertrauen Sie unseren Pedora Einlagen.

Fragen Sie Ihren Arzt nach den neuen Analysemöglichkeiten.

Gerne beraten auch wir Sie über unsere einzigartigen und individuellen Einlagen.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie

Augustinusstr. 9c · 50226 Frechen

Tel. 0800 2 88 11 99 (kostenfrei)

Fax 0 22 34 / 9 11 45 690

info@pedora.de · www.pedora.de



- Fußvermessung
- Individuelle Einlagen
- Gegen Haltungsschmerzen und Fußprobleme



Ein guter Grund für jede Bewegung!

Das Messverfahren


Kein Staub, kein Gips, keine Farbe, einfach barfuß über die saubere Druckmessplatte gehen und anschließend Strümpfe und Schuhe wieder anziehen. So einfach und komfortabel kann modernste Messtechnik für Patienten sein. Umgehend können Sie den Ausdruck mit Ihrem Messergebnis mitnehmen. Zusammen mit dem Rezept vom Arzt steht der Pedora Einlage nichts mehr im Weg.



Messstation

Die Analyse

Die Videoaufnahme während der Druckmessung eignet sich hervorragend zur funktionellen Gangdiagnostik. So ist eine Feststellung von Fehlhaltungen, Fehlbelastungen und Achsabweichungen möglich. Die gleichzeitig auf der Messplatte ermittelten Druckwerte dienen der Beurteilung der Fußfunktionen während des Abrollvorganges. So kann der Aufbau der Einlage individuell angepasst werden.



Messprotokoll

Pedora Einlagen

Die Notwendigkeit einer maßgeschneiderten, orthopädischen Schuheinlage ist den meisten Menschen nicht bewusst. Wenn Sie sich jedoch vor Augen führen, dass Sie im Durchschnitt während Ihres Lebens vier Mal um die Erde laufen, und das mit einem einzigen Paar Füßen, können Sie sich leicht vorstellen, welchen enormen Schaden die kleinste Fehlstellung auf dieser Strecke bewirken kann. Und das nicht nur für die Füße, denn Ihr ganzer Körper reagiert auf diese winzigen Fehlstellungen mit ungesunden Anpassungen des ganzen Bewegungsapparates.



Pedora Sortiment